

TELO SOTTOSACRALE BASIC


- in TNT biaccoppiato
- **sterile**

CODICE	MISURE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
102019AACSM	75X90	NO	120
102001AACSM	100X110	NO	100

TELO SOTTOSACRALE PLUS


- area rinforzata cm 45x30
- in TNT biaccoppiato
- **sterile**

CODICE	MISURE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
103018AADSM	75X90	NO	100
103007AACSM	100X110	NO	75

TELO SOTTOSACRALE CON TASCA


- tasca di raccolta
- in TNT biaccoppiato
- **sterile**

CODICE	MISURE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
102020AACSM	75X90	NO	120

TELO SOTTOSACRALE CON SACCA


- area rinforzata cm 45x30
- sacca graduata con filtro e valvola di scarico
- in TNT biaccoppiato
- **sterile**

CODICE	MISURE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
102021AACSM	75X90	NO	75
103005AACSM	100X110	NO	50

SACCA SOTTOSACRALE


- area rinforzata cm 45x30
- sacca graduata con filtro e valvola di scarico
- in TNT biaccoppiato
- **sterile**

CODICE	MISURE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
103014AACSM	32X100	NO	80

TELO ANESTESIA CM 75X60


- cm 75x60 con lato adesivo
- fenestratura adesiva cm 15x15
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100171AHASME	BIACCOPIATO LIGHT	SI	80

TELO ANESTESIA CM 100X80


- cm 100x80 con lato adesivo
- fenestratura adesiva cm 15x15
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100024CAASME	SMS	SI	80

TELO ANESTESIA CM 75X90


- cm 75x90 con 2 adesivi di fissaggio
- fenestratura adesiva cm 8x13
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100187AAASME	BIACCOPIATO	SI	80

TELO ANESTESIA MAXI CM 150X100


- cm 150x100 con 3 adesivi di fissaggio
- fenestratura adesiva cm 10x20
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100039AAASME	BIACCOPIATO	SI	80

TELO ANESTESIA CON TASCA


- cm 75x70 con 3 adesivi di fissaggio
- fenestratura adesiva cm 10x20
- tasca portastrumenti con barra modellabile cm 70x12
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100118AAASME	BIACCOPIATO	SI	60

TELO COPERTURA SUPERIORE CM 150X240


- cm 150x240 con lato adesivo
- area rinforzata cm 30x90
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100004AAASME	BIACCOPPIATO	SI	30
100004AACSMES	BIACCOPPIATO	NO	35
100004AHASME	BIACCOPPIATO LIGHT	SI	40
100004AHCSMES	BIACCOPPIATO LIGHT	NO	45
100004CAASME	SMS	SI	25
100004CACSMES	SMS	NO	30
100004BAASME	TRIACCOPPIATO	SI	25
100004BACSMES	TRIACCOPPIATO	NO	40

TELO COPERTURA SUPERIORE CM 150X260


- cm 150x260 con lato adesivo
- area rinforzata cm 30x60
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100009AAASME	BIACCOPPIATO	SI	30
100009BAASME	TRIACCOPPIATO	SI	25

TELO COPERTURA SUPERIORE CM 150X300


- cm 150x300 con lato adesivo
- area rinforzata cm 22x60
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100115AAASME	BIACCOPPIATO	SI	25
100115BAASME	TRIACCOPPIATO	SI	20

TELO COPERTURA SUPERIORE CM 180X240


- cm 180x240 con lato adesivo
- area rinforzata cm 30x60
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100139AAASME	BIACCOPPIATO	SI	25

TELO COPERTURA SUPERIORE CM 200X280


- cm 200x280 con lato adesivo
- area rinforzata cm 45x60
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100018AAASME	BIACCOPIATO	SI	25
100018BAASME	TRIACCOPIATO	SI	20

TELO COPERTURA SUPERIORE CM 150X260 CON ALETTE


- cm 150x260
- taglio a U cm 50x60 adesivo
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100074AAASME	BIACCOPIATO	SI	30
100074BAASME	TRIACCOPIATO	SI	25

TELO COPERTURA SUPERIORE CM 160X270 CON AREA RINFORZATA E ALETTE


- cm 150x270
- taglio a U cm 45x60 adesivo
- area rinforzata cm 45x60
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100127AAASME	BIACCOPIATO	SI	25
100127BAASME	TRIACCOPIATO	SI	20
100127CAASME	SMS	SI	20

TELO COPERTURA SUPERIORE MAXI CON ALETTE


- cm 200x270
- taglio a U cm 45x65 adesivo
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100135AAASME	BIACCOPIATO	SI	25

TELO COPERTURA INFERIORE CM 150X180


- cm 150x180 con lato adesivo
- area rinforzata cm 30x60
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100037AAASME	BIACCOPIATO	SI	35
100037BAASME	TRIACCOPIATO	SI	30

TELO COPERTURA INFERIORE CM 180X200


- cm 180x200 con lato adesivo
- area rinforzata cm 45x60
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100010AAASME	BIACCOPIATO	SI	30

TELO COPERTURA INFERIORE CM 200X180


- cm 200x180 con lato adesivo
- area rinforzata cm 90x90
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100005AAASME	BIACCOPIATO	SI	25
100005AACSM	BIACCOPIATO	NO	30
100005AHASME	BIACCOPIATO LIGHT	SI	30
100005AHCSM	BIACCOPIATO LIGHT	NO	35
100005CAASME	SMS	SI	20
100005CACSM	SMS	NO	25
100005BAASME	TRIACCOPIATO	SI	20
100005BACSM	TRIACCOPIATO	NO	25

TELO COPERTURA INFERIORE CM 200X180


- cm 200x180 con lato adesivo
- area rinforzata cm 45x60
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100174AAASME	BIACCOPIATO	SI	30
100174BAASME	TRIACCOPIATO	SI	25

TELO COPERTURA INFERIORE CM 220X200


- cm 220x200 con lato adesivo
- area rinforzata cm 45x60
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100188AAASME	BIACCOPIATO	SI	25

TELO COPERTURA INFERIORE CM 220X200


- cm 220x200 con lato adesivo
- area rinforzata cm 60x90
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100092AAASME	BIACCOPIATO	SI	25

TELO COPERTURA INFERIORE CM 180X200


- cm 180x200 con lato adesivo
- area rinforzata cm 60x90
- 2 tasche portastrumenti cm 25x70 a 2 scomparti
- 4 velcri per tubi e cavi (2 fissi e 2 liberi)
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100192AAASME	BIACCOPIATO	SI	20

TELO COPERTURA INFERIORE CM 180X150


- cm 180x150 con lato adesivo
- area rinforzata cm 30x60
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100189AAASME	BIACCOPIATO	SI	35

TELO COPERTURA INFERIORE CM 220X150


- cm 220x150 con lato adesivo
- area rinforzata cm 30x60
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100190AAASME	BIACCOPIATO	SI	30

TELO COPERTURA PIEDI CM 180X240


- cm 180x240 con lato adesivo
- area rinforzata cm 45x60
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100191AAASME	BIACCOPIATO	SI	25

TELO INFERIORE PLUS CON TAGLIO A U


- cm 200x280
- taglio a U adesivo cm 15x60
- area rinforzata cm 90x75
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101056AAASME	BIACCOPIATO	SI	14

TELO INFERIORE ADDOMINALE


- cm 200x310
- taglio ad U adesivo cm 30x76
- area rinforzata cm 90x100
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
304048AAASME	BIACCOPIATO	SI	15
304048CAASME	SMS	SI	15

TELO O.R.L. INFERIORE


- cm 150x230
- fenestratura adesiva a U cm 7x15
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
108015AACSM	BIACCOPIATO	NO	30

TELO INFERIORE CON TAGLIO A U


- cm 150x250
- taglio a U adesivo cm 10x30
- 1 velcro per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
304034AAASME	BIACCOPIATO	SI	25

TELO LATERALE CM 75X100


- cm 75x100 con lato adesivo
- area rinforzata cm 30x70
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100006AAASME	BIACCOPPIATO	SI	60
100006AACSMES	BIACCOPPIATO	NO	70
100006AHASME	BIACCOPPIATO LIGHT	SI	60
100006AHCSMES	BIACCOPPIATO LIGHT	NO	70
100006CAASME	SMS	SI	50
100006CACSMES	SMS	NO	60
100006BAASME	TRIACCOPPIATO	SI	50
100006BACSMES	TRIACCOPPIATO	NO	60

TELO LATERALE CM 100X100


- cm 100x100 con lato adesivo
- area rinforzata cm 30x70
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100061AAASME	BIACCOPPIATO	SI	50
100061AACSMES	BIACCOPPIATO	NO	55
100061AABSME	BIACCOPPIATO	SI + BOX	70

TELO LATERALE CM 100X110


- cm 100x110 con lato adesivo
- area rinforzata cm 45x100
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100045AAASME	BIACCOPPIATO	SI	45
100045CAASME	SMS	SI	50

TELO LATERALE CM100X120


- cm 100x120 con lato adesivo
- area rinforzata cm 30x70
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100089AAASME	BIACCOPPIATO	SI	50

TELO LATERALE CM 120X120


- cm 120x120 con lato adesivo
- area rinforzata cm 30x70
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100066AAASME	BIACCOPIATO	SI	50

TELO LATERALE CM 100X150


- cm 100x150 con lato adesivo
- area rinforzata cm 30x90
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100193AAASME	BIACCOPIATO	SI	40

TELO LATERALE CM 100X200


- cm 100x200 con lato adesivo
- area rinforzata cm 22x150
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100112BAASME	TRIACCOPIATO	SI	20

TELO PEDIATRICO SUPERIORE CON ALETTE


- cm 150x270
- taglio a U cm 45x60 con adesivo cm 2,5
- area rinforzata cm 45x60
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100194AAASME	BIACCOPIATO	SI	25

TELO PEDIATRICO SUPERIORE


- cm 150x260 con lato adesivo cm 2,5
- area rinforzata cm 30x60
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100082AAASME	BIACCOPIATO	SI	30

TELO PEDIATRICO INFERIORE


- cm 180x200 con lato adesivo cm 2,5
- area rinforzata cm 30x60
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100081AAASME	BIACCOPIATO	SI	30

TELO PEDIATRICO INFERIORE CON TASCHE


- cm 180x200 con lato adesivo
- area rinforzata cm 90x60
- 2 tasche laterali a 2 scomparti
- 4 velcri per tubi e cavi (2 fissi e 2 liberi)
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
107020AAASME	BIACCOPIATO	SI	20
107020CAASME	SMS	SI	15

TELO PEDIATRICO LATERALE


- cm 75x90 con lato adesivo cm 2,5
- area rinforzata cm 30x85
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100083AAASME	BIACCOPIATO	SI	55

TELO ERNIA-APPENDICITE BASIC


- cm 200x320
- fenestratura adesiva cm 15x15
- area rinforzata cm 90x75
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100007AAASME	BIACCOPIATO	SI	20
100007CAASME	SMS	SI	15

TELO ERNIA-APPENDICITE SPECIAL


- cm 200x320
- fenestratura adesiva cm 15x15
- area rinforzata cm 90x75
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100173AAASME	BIACCOPIATO	SI	20

TELO ERNIA-APPENDICITE SPECIAL PLUS


- cm 200x320
- fenestratura adesiva cm 20x20
- area rinforzata cm 90x75
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100088AAASME	BIACCOPIATO	SI	20

TELO PROCEDURE MINORI I (PACEMAKER)


- cm 200x320
- fenestratura adesiva cm 12x16
- area rinforzata cm 60x90
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100122AAASME	BIACCOPIATO	SI	25

TELO PROCEDURE MINORI II (COLLO-VISO-SENO)


- cm 200x320
- fenestratura adesiva cm 16x21
- area rinforzata cm 60x90
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100230AAASME	BIACCOPIATO	SI	25

TELO PROCEDURE MINORI III


- cm 260/200x320
- fenestratura adesiva cm 15x15
- area rinforzata cm 90x75
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
105170CAASME	SMS	SI	12

TELO LAPAROTOMIA CLASSICA


- cm 260/200x335
- fenestratura adesiva cm 10x30
- area rinforzata cm 75x90
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100225AAASME	BIACCOPIATO	SI	12

TELO LAPAROTOMIA TRASVERSALE


- cm 260/200x325
- fenestratura adesiva cm 30x10
- area rinforzata cm 90x75
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100224AAASME	BIACCOPIATO	SI	10

TELO LAPAROTOMIA CON TASCHE


- cm 260/200x335
- fenestratura adesiva cm 10x30
- area rinforzata cm 45x75
- 2 tasche cm 30x70 sezionabili
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100233AAASME	BIACCOPIATO	SI	12

TELO CHIRURGIA ADDOMINALE I


- cm 260/200x320
- fenestratura adesiva cm 30x30
- area rinforzata cm 60x90
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100017AAASME	BIACCOPIATO	SI	12

TELO CHIRURGIA ADDOMINALE II


- cm 280/200x320
- fenestratura adesiva cm 35x35
- area rinforzata cm 90x100
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100032CAASME	SMS	SI	12

TELO CHIRURGIA TORACICA


- cm 260/200x340
- fenestratura adesiva cm 38x25
- area rinforzata cm 90x75
- 6 velcri per tubi e cavi (4 fissi e 2 liberi)
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100231AAASME	BIACCOPIATO	SI	10

TELO TORACO-ADDOMINALE (TRAPIANTI)


- cm 260/200x335
- fenestratura adesiva cm 50x40
- area rinforzata cm 110x90
- 6 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
107016BAASME	TRIACCOPIATO	SI	8

TELO LAPAROTOMIA/LAPAROSCOPIA CON TASCHE


- cm 260/200x335
- fenestratura adesiva cm 32x28
- area rinforzata cm 45x75
- 2 tasche laterali cm 30x70 a 2 scomparti
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100153AAASME	BIACCOPIATO	SI	12
100153CAASME	SMS	SI	12

TELO ERNIA-APPENDICITE SPECIAL CON FILM DA INCISIONE


- cm 200x320
- fenestratura adesiva cm 15x15 con film da incisione
- area rinforzata cm 90x75
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100172AAASME	BIACCOPIATO	SI	20

TELO ERNIA-APPENDICITE SPECIAL PLUS CON FILM DA INCISIONE


- cm 200x320
- fenestratura adesiva cm 20x20 con film da incisione
- area rinforzata cm 90x75
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100109AAASME	BIACCOPIATO	SI	20

TELO LAPAROTOMIA I CON FILM DA INCISIONE


- cm 260/200x340
- fenestratura cm 23x38 con film da incisione
- area rinforzata cm 90x65
- area rinforzata supplementare 50x30
- 5 velcri per tubi e cavi (4 fissi e 1 libero)
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100093AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO LAPAROTOMIA II CON FILM DA INCISIONE


- cm 260/200x320
- fenestratura cm 28x38 con film da incisione
- area rinforzata cm 90x120
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100014CAASME	SMS	SI	10

TELO LAPAROTOMIA III CON FILM DA INCISIONE


- cm 280/200x320
- fenestratura cm 35x40 con film da incisione
- area rinforzata cm 90x100
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100044AAASME	BIACCOPIATO	SI	12

TELO LAPAROSCOPIA BASIC



- cm 240/260x275 con gambali incorporati
- fenestratura cm 32x28
- area rinforzata cm 75x60
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100234CAASME	SMS	SI	12
100234AAASME	BIACCOPIATO	SI	12

TELO LAPAROSCOPIA PLUS


- cm 260/280x310 con gambali incorporati
- fenestratura cm 32x28
- area rinforzata cm 75x60
- 2 tasche cm 30x70 sezionabili
- asole per tubi e cavi e 2 velcri
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100154CAASME	SMS	SI	10
100154AAASME	BIACCOPPIATO	SI	12

TELO MILES


- cm 260/280x280 con gambali incorporati
- fenestratura cm 32x30 - area rinforzata cm 50x127
- foro perineale adesivo 8x16 protetto
- 2 tasche laterali a 3 scomparti
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100036CAASME	SMS	SI	10
100036CABSME	SMS	SI + BOX	10

TELO MILES PLUS


- cm 260/280x280 con gambali incorporati
- fenestratura cm 32x30 - area rinforzata cm 50x127
- foro perineale adesivo 15x25 protetto
- 2 tasche laterali a 3 scomparti
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100131CAASME	SMS	SI	10

TELO CHIRURGIA BARIATRICA


- cm 280/260x330 con gambali incorporati
- fenestratura cm 42x32
- area rinforzata cm 90x60
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100106AAASME	BIACCOPPIATO	SI	12

TELO MANO


- cm 370/190x290
- foro elastico diam. cm 3,5
- area rinforzata cm 45x107
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101007CAASME	SMS	SI	10

TELO MANO/PIEDE


- cm 200x300
- foro elastico diam. cm 4
- area rinforzata cm 45x60
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101053AAASME	BIACCOPPIATO	SI	10

TELO PIEDE


- cm 200x320
- foro elastico diam. cm 5
- area rinforzata cm 45x90
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101021AAASME	BIACCOPPIATO	SI	10

TELO PIEDE MAXI


- cm 240x320
- foro elastico diam. cm 5
- area rinforzata cm 45x90
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101022AAASME	BIACCOPPIATO	SI	10

TELO BILATERALE PER PIEDE


- cm 200x350
- doppio foro elastico diam. cm 3
- area rinforzata cm 40x90
- **sterile**

CODICE	DIAMETRO FORI	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101040AAASME	CM 3	BIACCOPPIATO	SI	10
101020AAASME	CM 5	BIACCOPPIATO	SI	10

TELO ESTREMITÀ


- cm 200x320
- foro elastico diam. cm 6
- area rinforzata cm 40x90
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101001CAASME	SMS	SI	15
101023AAASME	BIACCOPIATO	SI	10
101038BAASME	TRIACCOPIATO	SI	10

TELO ESTREMITÀ SUPER


- cm 200x320
- foro elastico diam. cm 6
- area rinforzata cm 90x120
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101026CAASME	SMS	SI	10
101026AAASME	BIACCOPIATO	SI	10

TELO BILATERALE PER ESTREMITÀ


- cm 200x320
- doppio foro elastico diam. cm 6
- area rinforzata cm 100x90
- 1 velcro per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101058AAASME	BIACCOPIATO	SI	12

TELO ARTROSCOPIA GINOCCHIO I


- cm 230x320
- doppio foro elastico diam. cm 6
- sacca raccolta liquidi
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101002AAASME	BIACCOPIATO	SI	10

TELO ARTROSCOPIA GINOCCHIO II


- cm 230x320
- doppio foro elastico diam. cm 6
- sacca raccolta liquidi
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101052AAASME	BIACCOPIATO	SI	10

TELO ARTROSCOPIA - L.C.A. CON VELA


- cm 280/244x320
- doppio foro elastico diam. cm 6
- sacca raccolta liquidi
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101041AAASME	BIACCOPIATO	SI	10

TELO PROTESI GINOCCHIO


- cm 240x320
- foro elastico diam. cm 6
- area rinforzata cm 90x120
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101025AAASME	BIACCOPIATO	SI	10

TELO PROTESI GINOCCHIO CON VELA


- cm 300/240x350
- foro elastico diam. cm 6
- area rinforzata cm 90x120
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101005AAASME	BIACCOPIATO	SI	10
101005BAASME	TRIACCOPIATO	SI	10

TELO ANCA


- cm 200x320
- foro elastico cm 16x19 con adesivo posteriore
- area rinforzata cm 90x90
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101072AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO ANCA CON VELA


- cm 300/240x350
- foro elastico cm 16x19 con adesivo posteriore
- area rinforzata cm 90x150
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101071AAASME	BIACCOPIATO	SI	10

TELO ANCA CON SACCHE


- cm 285/230x350
- foro elastico cm 16x19 con adesivo posteriore
- area rinforzata cm 55x150
- 2 tasche cm 80x150
- 6 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101037CAASME	SMS	SI	10

TELO FESSURATO CON PROTEZIONE PERINEALE


- cm 200x240
- fessura adesiva cm 40x90
- protezione perineale con adesivo e sagomatura elasticizzata
- area rinforzata cm 90x140
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100124BCASME	TRIACCOPIATO	SI	20

TELO ISOLAMENTO VERTICALE I


- cm 240x320 con lato adesivo
- fenestratura cm 27x80 con incision-film
- sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico
- 2 tasche riposizionabili a 2 scomparti
- asole per tubi e cavi e fissatelo
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101017FDASME	POLIETILENE	SI	10

TELO ISOLAMENTO VERTICALE II


- cm 240x320 con lato adesivo
- fenestratura cm 30x40 con incision-film
- sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico
- 2 tasche riposizionabili a 2 scomparti
- asole per tubi e cavi e fissatelo
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101065FDASME	POLIETILENE	SI	10

TELO ISOLAMENTO VERTICALE III


- cm 267x320 con lato adesivo
- fenestratura cm 35x50 con incision-film
- sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico
- 2 tasche riposizionabili a 2 scomparti
- asole per tubi e cavi e fissatelo
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101063FDASME	POLIETILENE	SI	12

TELO SPALLA BEACH-CHAIR


- cm 260x400
- foro elastico cm 10x9 con 3 adesivi posteriori
- sacca raccolta liquidi con valvola di scarico
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101006CAASME	SMS	SI	10

TELO ARTROSCOPIA SPALLA CON SACCA (DECUBITO LATERALE)


- cm 200x330
- foro elastico cm 9x11 con adesivo posteriore
- sacca raccolta liquidi rettangolare con 2 valvole di scarico
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101057AAASME	BIACCOPPIATO	SI	12

TELO SUPERIORE SPALLA CON SACCA


- cm 170x256
- foro sagomato con corona adesiva e taglio
- sacca raccolta liquidi con 2 valvole di scarico
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101079CAASME	SMS	SI	12

TELO SUPERIORE SPALLA CON SACCA E TAGLIO A U


- cm 170x240
- taglio a U adesivo cm 10x60
- sacca raccolta liquidi con 2 valvole di scarico
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101018AAASME	BIACCOPPIATO	SI	12
101018CAASME	SMS	SI	12

TELO SUPERIORE CON TAGLIO A U


- cm 170x240
- taglio a U adesivo cm 15x60
- area rinforzata cm 60x90
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
304069AAASME	BIACCOPPIATO	NO	40

TELO INFERIORE CON TAGLIO A U


- cm 200x280
- taglio a U adesivo cm 15x60
- area rinforzata cm 90x75
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101056AAASME	BIACCOPIATO	SI	14

TELO INFERIORE SPALLA CON SACCA


- cm 200x280
- taglio a U adesivo cm 15x60
- sacca raccolta liquidi con 2 valvole di scarico
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101060AAASME	BIACCOPIATO	SI	12

TELO COLONNA BASIC


- cm 200x320
- fenestratura adesiva cm 15x30
- area rinforzata cm 100x90
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
111002AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO COLONNA LONG


- cm 240x350
- fenestratura adesiva cm 10x50
- area rinforzata cm 60x90
- 2 tasche portastrumento e 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101083AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO COLONNA PLUS


- cm 260/200x350
- fenestratura adesiva cm 10x30
- area rinforzata cm 60x90
- 2 tasche portastrumenti a 2 scomparti
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101078AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO COLONNA MAXI



- cm 300/240x350
- fenestratura adesiva cm 10x30
- area rinforzata cm 60x90
- 2 tasche portastrumenti a 2 scomparti
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101029AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO TUR OP MED


- cm 157/240x164 con gambali
- foro perineale cm 5 - foro pubico adesivo cm 7
- sacca raccolta liquidi con filtro e lacci
- ditale per esplorazione rettale
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
102016CAASME	SMS	SI	20

TELO TUR OP PLUS


- cm 200/280x220 con gambali
- foro perineale cm 5 - foro pubico adesivo cm 8
- sacca raccolta liquidi con filtro, lacci e adesivo
- ditale per esplorazione rettale
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
102005CAASME	SMS	SI	10

TELO TUR OP GIN


- cm 200/260x160 con gambali
- foro perineale ovale adesivo cm 7x10 e foro pubico cm 7 adesivi
- sacca raccolta liquidi con filtro e lacci
- ditale per esplorazione rettale
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
102011AAASME	BIACCOPPIATO	SI	10

TELO HOLEP - HO-RING SYSTEM®


- 1 telo Holep cm 160/165x290
- 1 sacca Holep cm 110x69
- **sterile**

Da utilizzare con i supporti per Holep (cod. 36RSHOLEP85)

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
102018CAASME	SMS	SI	10

SUPPORTI UNIVERSALI PER HOLEP


- 2 aste flessibili con innesto rapido
- attacchi universali
- **non sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
36RSHOLEP85	METALLO FLESSIBILE	NERO	1 COPPIA

TELO NEFROSCOPIA OP MED


- cm 200x340
- foro cm 6 con incision-film
- sacca raccolta liquidi con filtro
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
102012AAASME	BIACCOPPIATO	SI	10

TELO NEFROSCOPIA OP PLUS


- cm 200x340
- foro cm 6 con incision-film
- sacca raccolta liquidi con filtro
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
102015AAASME	BIACCOPPIATO	SI	10

TELO ESPLORAZIONE RETTALE


- cm 90x60 con lato adesivo
- foro perineale adesivo cm 7
- ditale per esplorazione rettale
- colore trasparente
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
102009FBCSME	POLIETILENE	NO	50

TELO CISTOSCOPIA


- cm 75x200
- foro cm 8x12 non adesivo
- adesivo di fissaggio
- sagomatura inserto gambe
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
103013AABSME	BIACCOPPIATO	SI + BOX	35

TELO CISTOSCOPIA - PROCTOLOGIA


- cm 75x180
- foro cm 15x15 non adesivo
- sagomatura inserto gambe
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
103008AACSMES	BIACCOPPIATO	NO	60

TELO GINECOLOGIA CON SACCA


- cm 240/280x290 con gambali
- foro adesivo cm 8/12x15
- sacca raccolta liquidi con filtro
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
103004AAASME	BIACCOPIATO	SI	12
103004CAASME	SMS	SI	10

TELO LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA


- cm 280/280x300 con gambali
- fenestratura addominale adesiva cm 25x25
- fenestratura pubica adesiva cm 8/12x15
- sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico
- 3 velcri per tubi e cavi (2 fissi e 1 libero)
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100160AAASME	BIACCOPIATO	SI	10

TELO LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA CON TASCHE


- cm 280/280x300 con gambali
- fenestrature adesive: addominale cm 25x25 e pubica cm 8/12x15
- tasche laterali a 2 scomparti cm 30x70
- sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico
- 3 velcri per tubi e cavi (2 fissi e 1 libero)
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100038AAASME	BIACCOPIATO	SI	10
100038CAASME	SMS	SI	8

TELO GINECOLOGIA - TUR


- cm 200x240
- foro adesivo cm 9x18
- patella adesiva per fissaggio sacca
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
103003AAASME	BIACCOPIATO	SI	20

TELO PARTO CESAREO


- cm 260/200x310
- fenestratura con incision-film
- sacca raccolta liquidi
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
104003AAASME	BIACCOPIATO	SI	10

TELO PARTO CESAREO CON PRETAGLIO


- cm 260/200x310
- fenestratura con incision-film pretagliato
- sacca raccolta liquidi
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
104004AAASME	BIACCOPIATO	SI	10
104004CBASME	SMS	SI	10

TELO PARTO CESAREO CON FINESTRA "WINDOW ON THE LIFE"®


- cm 260/200x310
- finestra trasparente apri-chiudi
- fenestratura con incision-film pretagliato
- sacca raccolta liquidi
- 3 velcri per tubi e cavi
- asole fissatelo
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
104006AAASME	BIACCOPIATO	SI	10

TELO NEONATO


- colore bianco
- morbido e confortevole
- in TNT spunlaced
- **sterile**

CODICE	MISURA cmxcm	BUSTA	BOX	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
300039DBCSME	75X90	SINGOLA	NO	50
300039DBDSME	75X90	SINGOLA	SI	50
300112DBCSME	90X100	SINGOLA	NO	75
300112DBISME	90X100	DOPPIA	NO	50

TELO FEMORALE


- cm 220x350
- 2 fori femorali diam. cm 6 con corona adesiva
- area rinforzata cm 90x150
- 2 bande laterali trasparenti da cm 60
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
105018CAASME	SMS	SI	15

TELO FEMORALE SPECIAL


- cm 210x350
- 2 fori femorali diam. cm 6 con corona adesiva
- area superassorbente cm 90x350
- 2 bande laterali trasparenti da cm 60
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
105177EEASME	SUPERASSORBENTE	SI	15

TELO ANGIORADIALE


- cm 240x375
- 2 fori femorali diam. cm 7,5 con corona adesiva
- 2 fori radiali cm 4x6 con corona adesiva
- area rinforzata cm 140x150
- 2 bande laterali trasparenti da cm 60
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
105065CAASME	SMS	SI	15

TELO PACE-MAKER CON FORO TRIANGOLARE PREFORATO


- cm 240x350
- fenestratura triangolare cm 16x16x16 con corona adesiva
- area rinforzata cm 90x90
- 2 bande laterali trasparenti cm 70
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
105005CAASME	SMS	SI	10

TELO PACE-MAKER CON FILM DA INCISIONE


- cm 220x290
- fenestratura 15x20 con incision-film
- area rinforzata cm 60x90
- 2 bande laterali trasparenti da cm 60
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
105010CAASME	SMS	SI	10

TELO PACE-MAKER CON DOPPIA FENESTRATURA


- cm 200x330
- 2 fenestrature cm 10x12 con corona adesiva
- area rinforzata cm 90x75
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
105176AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO PACE-MAKER CON DOPPIA FENESTRATURA E 2 BANDE LATERALI


- cm 240x330
- 2 fenestrature cm 18x15 con incision-film
- 1 tasca cm 32x25 con barretta modellabile
- area rinforzata cm 90x90
- 2 bande laterali da cm 70
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
105142CAASME	SMS	SI	18

TELO PACE-MAKER CON ACCESSO FEMORALE


- cm 200x340
- fenestratura toracica cm 36x28 con incision-film
- 2 fori femorali diam. cm 6 con corona adesiva
- area rinforzata cm 75x120
- 2 bande laterali da cm 60
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
105002AAASME	BIACCOPIATO	SI	10

TELO PORT


- cm 220x350
- 2 fenestrature toraciche sagomate cm 12x21 con corona adesiva
- area rinforzata cm 156x90
- 2 bande laterali da cm 70
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
105121CAASME	SMS	SI	15

TELO PROCEDURE MINORI I (PACEMAKER)


- cm 200x320
- fenestratura adesiva cm 12x16
- area rinforzata cm 60x90
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100122AAASME	BIACCOPPIATO	SI	25

TELO PROCEDURE MINORI III


- cm 260/200x320
- fenestratura adesiva cm 15x15
- area rinforzata cm 90x75
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
105170CAASME	SMS	SI	12

TELO INTERVENTI MINORI - BIOPSIE


- cm 200x350
- foro adesivo cm 15x15
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100056AAASME	BIACCOPPIATO	SI	20

TELO ENDOPROTESI ADDOMINALE


- cm 260/200x350
- fenestratura cm 40x70 con incision-film
- area rinforzata cm 90x120
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
106021AAASME	BIACCOPIATO	SI	6

TELO ENDOPROTESI ADDOMINALE CON TASCHE LATERALI


- cm 260/200x350
- fenestratura cm 38x70 con incision-film
- area rinforzata cm 60x90
- 2 tasche laterali cm 70x30 a 2 scomparti
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
106024AAASME	BIACCOPIATO	SI	6

TELO FESSURATO CON PROTEZIONE PERINEALE


- cm 200x240
- fessura adesiva cm 40x90
- protezione perineale con adesivo e sagomatura elasticizzata
- area rinforzata cm 90x140
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100124BCASME	TRIACCOPIATO	SI	20

TELO PER CATETERE VENOSO CENTRALE



- cm 100x100
- foro adesivo diam. cm 10 con corona adesiva e pretaglio
- fenestratura trasparente cm 40x35
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
106014AAASME	BIACCOPIATO	SI	25

TELO PER CATETERE VENOSO CENTRALE MAXI


- cm 160x190
- foro adesivo diam. cm 9 con pretaglio
- fenestratura trasparente cm 60x60
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
106010CAASME	SMS	SI	10

TELO CON FORO VARIABILE


- assorbente e impermeabile
- **sterile**

CODICE	MISURA cmxcm (AxB)	TAGLIO A "U" cmxcm (AxB)	BOX	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
304112AACSME	50X75	12,5X12	NO	75
304112AADSME	50X75	12,5X12	SI	75
304023AACSME	75X90	12,5X12	NO	75
304023AADSME	75X90	12,5X12	SI	75
304044AACSME	100X150	12,5X12	NO	40
304044AADSME	100X150	12,5X12	SI	40
304080AADSME	100X150	7X6	SI	40

TELO CARDIOCHIRURGIA I


- cm 260/200x380
- fenestratura toracica cm 35x43 con incision-film
- 2 tasche cm 36x100 a 3 scomparti
- area rinforzata cm 44x125
- 4 velcri per tubi e cavi (2 fissi e 2 liberi)
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
107007CBASME	SMS	SI	8

TELO CARDIOCHIRURGIA II


- cm 280/220x380
- fenestratura toracica cm 43x40 con incision-film
- 2 fenestrature arti inferiori cm 25x100 con incision-film
- 7 tasche portastrumenti
- asole per tubi e cavi e 4 velcri multipli
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
107003CAASME	SMS	SI	8

TELO CARDIO VALVOLARE E CORONARICO


- cm 255/200x345
- fenestratura toracica cm 35x45 con incision-film
- fenestratura inferiore cm 60x105 con incision-film
- area rinforzata cm 120x225
- asole per tubi e cavi e 4 velcri multipli
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
107015BCASME	TRIACCOPIATO	SI	8

TELO CARDIO CON TAGLIO A U


- cm 200/280x340
- vela trasparente
- area rinforzata cm 90x250
- taglio a U cm 15x219
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
107019BABSME	TRIACCOPIATO	SI + BOX	10

TELO TORACO-ADDOMINALE (TRAPIANTI)


- cm 260/200x335
- fenestratura toracica cm 50x40
- area rinforzata cm 110x90
- 6 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
107016BAASME	TRIACCOPIATO	SI	8

TELO COPERTURA INFERIORE CM 180X200 CON TASCHE


- cm 180x200 con lato adesivo
- area rinforzata cm 60x90
- 2 tasche portastrumenti cm 25x70 a 2 scomparti
- 4 velcri per tubi e cavi (2 fissi e 2 liberi)
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100192AAASME	BIACCOPIATO	SI	20

TELO PER INTERVENTI MINORI - BIOPSIE


- cm 200x350
- foro adesivo cm 15x15
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100056AAASME	BIACCOPIATO	SI	20

PIASTRA FISSATUBI


- cm 10x20
- 6 clip regolabili per fissaggio tubi C.E.C.
- base adesiva
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
301072GACSME	BASE ADESIVA	BLU	50

TELO ORECCHIO


- cm 150x260
- fenestratura ovale cm 6x9 con corona adesiva
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
108010AAASME	BIACCOPIATO	SI	25
108010BACSME	TRIACCOPIATO	NO	25

TELO ORECCHIO SPECIAL


- cm 200x320
- fenestratura adesiva ovale cm 8x10
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
108006AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO ORECCHIO SPECIAL PLUS


- cm 200x320
- fenestratura adesiva ovale cm 8x10
- 5 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
108009AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO ORECCHIO CON SACCA RACCOLTA LIQUIDI


- cm 120x180
- foro adesivo diam. cm 10
- sacca raccolta liquidi con valvola di scarico
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
108008AAASME	BIACCOPIATO	SI	20

TELO O.R.L. ENT


- cm 200x320
- fenestratura con incision-film con foro cm 9x11
- area rinforzata cm 60x90
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
108012AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO PROCEDURE MINORI I


- cm 200x320
- fenestratura adesiva cm 12x16
- area rinforzata cm 60x90
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100122AAASME	BIACCOPIATO	SI	25

TELO PROCEDURE MINORI II (COLLO-VISO-SENO)


- cm 200x320
- fenestratura adesiva cm 16x21
- area rinforzata cm 60x90
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100230AAASME	BIACCOPIATO	SI	25

TELO TIROIDE


- cm 260/200x320
- fenestratura romboidale adesiva cm 12x12
- area rinforzata cm 45x70
- 3 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
108002AAASME	BIACCOPIATO	SI	15
108002CAASME	SMS	SI	10

TELO PER COLLO


- cm 260/200x350
- fenestratura adesiva cm 21x16
- area rinforzata cm 90x75
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
108027AAASME	BIACCOPIATO	SI	10

TELO O.R.L. SUPERIORE


- cm 200x130
- fenestratura adesiva a U cm 7x15
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
108016AACSM	BIACCOPIATO	NO	40

TELO O.R.L. INFERIORE


- cm 150x230
- fenestratura adesiva a U cm 7x15
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
108015AACSM	BIACCOPIATO	NO	30

TELO INFERIORE CON TAGLIO A U


- cm 150x250
- taglio a U adesivo cm 10x30
- velcro per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
304034AAASME	BIACCOPIATO	SI	25

TELO INFERIORE PLUS CON TAGLIO A U


- cm 200x280
- taglio a U adesivo cm 15x60
- area rinforzata cm 90x75
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101056AAASME	BIACCOPIATO	SI	14

TURBANTE


- Composto da:
- n. 1 telo cm 100x90 con tasca per inserimento mani e lato adesivo
 - n. 1 telo interno con adesivi per l'isolamento del capo
 - **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
108001BCASME	TRIACCOPIATO	SI	20

TELO TRACHEOTOMIA CON FORO A LOSANGA



- cm 160x200
- fenestratura adesiva cm 16x20
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
108014AAASME	BIACCOPIATO	SI	30

TELO TRACHEOTOMIA CON TAGLIO A U


- cm 100x100
- taglio a U adesivo cm 12x15
- foro ovale cm 8x6 con incision-film
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
108013AAASME	BIACCOPIATO	SI	40

TELO OCULISTICO CM 75X50


- fenestratura quadrata cm 10x10 con incision-film
- tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
109009CACSM	SMS	NO	75

TELO OCULISTICO CM 100X80



- fenestratura ovale cm 6x9 con incision-film
- tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
109018CACSM	SMS	NO	100
109018AHCSM	BIACCOPIATO LIGHT	NO	100

TELO OCULISTICO CM 100X100


- fenestratura quadrata cm 10x10 con incision-film
- tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
109001CACSM	SMS	NO	100

TELO OCULISTICO CM 100X100


- fenestratura ovale cm 9x11 con incision-film
- adesivo posteriore cm 15x15
- tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
109015CACSM	SMS	NO	60
109015CAASM	SMS	SI	60

TELO OCULISTICO CM 100X120


- fenestratura quadrata cm 10x10 con incision-film
- tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
109005CACSMES	SMS	NO	75
109005CAASMES	SMS	SI	60

TELO OCULISTICO CM 120X140


- fenestratura quadrata cm 10x10 con incision-film
- tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
109004CACSMES	SMS	NO	60

TELO OCULISTICO CM 120X160


- fenestratura ovale cm 6x9 con incision-film
- doppia tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- asole per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
109027CACSMES	SMS	NO	40
109027CAASMES	SMS	SI	40

TELO OCULISTICO CM 120X180


- fenestratura ovale cm 15x13 con incision-film
- doppia tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- 2 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
109022CACSMES	SMS	NO	50

TELO OCULISTICO CM 150X150


- fenestratura quadrata cm 10x12 con incision-film
- doppia tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- barretta modellabile per sagomatura viso
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
109034AHBSMES	BIACC. LIGHT PP	SI + BOX	20

TELO OCULISTICO CM 160X160


- fenestratura quadrata cm 10x10 con incision-film
- doppia tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
109035CACSM	SMS	NO	30

TELO OCULISTICO CM 160X260


- fenestratura diam. cm 11 con incision-film
- doppia tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- barretta modellabile per sagomatura viso
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
109021CACSM	SMS	NO	30
109021CAASM	SMS	SI	30

TELO OCULISTICO CM 160X260


- fenestratura rettangolare cm 12x10 con incision-film
- doppia tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- barretta modellabile per sagomatura viso
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
109025CACSM	SMS	NO	23
109025CAASM	SMS	SI	20

TELO OCULISTICO CM 160X260 PREFORATO


- fenestratura diam. cm 11 con incision-film preforato cm 3,5x7
- doppia tasca raccolta liquidi con barra modellabile
- barretta modellabile per sagomatura viso
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
109012CACSM	SMS	NO	30
109012CAASM	SMS	SI	30

TELO CRANIOTOMIA


- cm 250x300
- fenestratura ovale cm 35x20 con incision-film
- area rinforzata cm 50x90
- sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico
- 4 velcri per tubi e cavi (2 fissi e 2 liberi)
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
110001CAASME	SMS	SI	15

TELO CRANIOTOMIA CON PROTEZIONI LATERALI


- cm 200/300x340
- fenestratura ovale cm 35x22 con incision-film
- area rinforzata cm 90x75
- sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico
- 4 velcri per tubi e cavi (2 fissi e 2 liberi)
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
110002CAASME	SMS	SI	10

TELO CRANIOTOMIA FESSURATO


- cm 150x200
- taglio a U adesivo cm 15x35
- sacca raccolta liquidi con 2 valvole di scarico
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
110004AAASME	BIACCOPPPIATO	SI	20

TELO COLONNA BASIC


- cm 200x320
- fenestratura adesiva cm 15x30
- area rinforzata cm 100x90
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
111002AAASME	BIACCOPPPIATO	SI	15

TELO COLONNA LONG


- cm 240x350
- fenestratura adesiva cm 10x50
- area rinforzata cm 60x90
- 2 tasche portastrumento a 2 scomparti
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101083AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO COLONNA PLUS


- cm 260/200x350
- fenestratura adesiva cm 10x30
- area rinforzata cm 60x90
- 2 tasche portastrumenti a 2 scomparti
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101078AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO COLONNA MAXI


- cm 300/240x350
- fenestratura adesiva cm 10x30
- area rinforzata cm 60x90
- 2 tasche portastrumenti a 2 scomparti
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
101029AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO LAPAROTOMIA I CON FILM DA INCISIONE


- cm 260/200x340
- fenestratura cm 23x38 con film da incisione
- area rinforzata cm 90x65
- area rinforzata supplementare cm 50x30
- 5 velcri per tubi e cavi (4 fissi e 1 libero)
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100093AAASME	BIACCOPIATO	SI	15

TELO TERAPIA DEL DOLORE


- cm 150x190
- fenestratura adesiva cm 55x20
- adesivo per fissaggio al collo
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100084AAASME	BIACCOPIATO	SI	30

TELO TERAPIA DEL DOLORE CON SCOLLO


- cm 150x220
- fenestratura adesiva cm 55x20
- taglio a U cm 20x50 con velcri di chiusura
- adesivo per fissaggio al collo
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100195AAASME	BIACCOPIATO	SI	25

TELO TERAPIA DEL DOLORE CON BANDA LATERALE


- cm 240x330
- fenestratura adesiva cm 30x30
- banda laterale trasparente cm 80
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100140CAASME	SMS	SI	20

TELO ERNIA-APPENDICITE SPECIAL


- cm 200x320
- fenestratura adesiva cm 15x15
- area rinforzata cm 90x75
- 4 velcri per tubi e cavi
- **sterile**

CODICE	MATERIALE	CARTA MEDICALE	IMBALLO SECONDARIO pezzi per scatola
100173AAASME	BIACCOPIATO	SI	20